

呼気ガス採気用ダグラスバッグ

各容量のダグラスバッグ、二方活栓、三方活栓、蛇管、採気マスク等の呼気ガス採気用アセンブリを用意しております。

ダグラスバッグ



背負いベルト付き



背負いベルト無し



二方活栓



三方活栓

- DB-50L :50L背負いベルト無し
- DB-50LS :50L背負いベルト付き
- DB-100L :100L背負いベルト無し
- DB-100LS :100L背負いベルト付き
- DB-150L :150L背負いベルト無し
- DB-150LS :150L背負いベルト付き
- DB-200L :200L背負いベルト無し
- DB-200LS :200L背負いベルト付き
- DBV-32 :32口径2方活栓
- DBV-32Y :32口径3方活栓
- DBV-1 :採気口用小活栓

※各ダグラスバッグには口元サンプリングチューブ及び小活栓が付属します

採気用蛇管



AP-32-15

材質:半透明セプトン樹脂

寸法:1.5m定尺 (最小可能曲直径=10cm)、外面両端部40mm平坦処理

内面は全面平坦処理

重量:約230g

呼吸生理計測用にフレキシブル蛇管を新開発いたしました。ダグラスバッグへの採気蛇管として、ミキシングチャンパーとの接続蛇管として、運動時にも対応可能な内面を平面処理し、気道抵抗を軽減した、35mm口径の蛇管です。長さの延長は、蛇管接続継手[AP-32-AD]により、接続可能です。

採気用蛇管継手



AP-32-AD

☆任意容量バッグ、特殊アダプターも製作致します

☆本品の外観及び仕様は改善のため変更する場合があります

〒277-0005 千葉県柏市柏4-11-17 イワダビル

TEL 04-7169-7050 FAX 04-7169-1470

Mail: mail@arcosystem.co.jp

http://www.arcosystem.co.jp



有限会社アルコシステム
ARCOSYSTEM INC.

CAT.13DB-F