

エネルギー代謝測定用フード フード換気装置



フード換気装置
[VT-100S]



エネルギー代謝測定用フード
[HOOD-1B]

- アクリル樹脂製の臥位安静用エネルギー代謝測定フードです。腹部面にはスカートがマジックテープで取り付けられます。座位安静用の吊り下げ型フードもございます。
- フード換気装置は蛇管を介しフードに接続します。換気能力は、無負荷状態で100[L/min]です。換気ポートは、35口径でARCO-2000 B by Bモニターシステム付属のフローセンサーが直接装着可能です。本装置、フードとの組み合わせで、臥位安静時、睡眠時のエネルギー代謝測定が可能になります。

☆本品の外観及び仕様は改善のため変更する場合があります

〒277-0005 千葉県柏市柏4-11-17 イワダビル
TEL 04-7169-7050 FAX 04-7169-1470
Mail: mail@arcosystem.co.jp
http://www.arcosystem.co.jp



有限会社アルコシステム
ARCOSYSTEM INC.

CAT.14HOOD-B