

POLAR対応心拍信号インターフェース

弊社のARCO-2000シリーズ、AR-1シリーズに対応した、
心拍数データ収集用インターフェースです。



POLAR社の心拍計を使用し、弊社の呼気ガス分析システムでエネルギー代謝量を計測すると共に、心拍数のデータをリアルタイムで取り込むことができます。

受信インターフェースは、被験者のベルトやポケットなどに装着して使用します。

■ 構成

POLARトランスミッター [WearLink+31C M-XXL] (別売)

受信インターフェース [ARCOSYSTEM POLAR RECEIVER PR-1]

AC/DCアダプター、出力コネクター(3.5φモノラルピンジャック)付属

※POLARトランスミッターの送信出力は微弱なため、受信インターフェースは被験者のベルトやポケットなどに装着するか、極近傍に設置して使用して下さい。

☆本品の外観及び仕様は改善のため変更する場合があります

〒277-0005 千葉県柏市柏4-11-17 イワダビル

TEL 04-7169-7050 FAX 04-7169-1470

Mail: mail@arcosystem.co.jp

http://www.arcosystem.co.jp



有限会社アルコシステム
ARCOSYSTEM INC.

CAT.10PR-1B