

呼吸ガス採気用ダグラスバッグ

50L～250Lまで、50L間隔で容量サイズがあります

首元には小活栓のついたガスサンプリング用のチューブポートが付属しています。
メインポートは35口径で背負いベルト付きと無しのタイプがあります。

50L以下又は250L以上の容量については、特注にて製作いたしますのでお問い合わせください。



DB-50L : 50L背負いベルト無し
DB-100L : 100L背負いベルト無し
DB-150L : 150L背負いベルト無し
DB-200L : 200L背負いベルト無し

DB-50LS : 50L背負いベルト付き
DB-100LS : 100L背負いベルト付き
DB-150LS : 150L背負いベルト付き
DB-200LS : 200L背負いベルト付き

※各ダグラスバッグには口元サンプリングチューブ及び小活栓が付属します



【二方活栓】



【三方活栓】

ダグラスバッグ用の活栓です。
活栓は別売となります。

三方活栓はふたつのダグラスバッグから交互に呼吸ガスを採気する際に使用する活栓です。



有限会社アルコシステム

蛇管・継手



AP32-15
蛇管

弊社オリジナルの呼吸生理計測用に開発した蛇管です。

35口径用1.5m定尺の半透明セプトン樹脂製です。
内面は平坦処理を施し気道抵抗を極限まで無くしました。

ダグラスバッグ用活栓や運動用35口径マスクポートに接
続可能です。

蛇管は1.5mの定尺ですが、蛇管継手により複数本接続
することができます。



AP32-AD
蛇管継手



採気マスク



各種フェイスマスクの取り扱いも
ございます。

ポートの形状、サイズ等に関
しましてはご相談ください。

製造・販売元

生体ガス分析のコーディネーター
有限会社アルコシステム
ARCO SYSTEM

〒277-0005 千葉県柏市柏4-11-17 イワダテビル

TEL:04-7169-7050 FAX:04-7169-1470

HP: <https://www.arco-system.co.jp>

E-mail: mail@arco-system.co.jp

CAT : ARCOBAG202005A